

— AQUAFLEX —

UNE CONFIANCE COMPLÈTE

Les cônes balancé pour les exercices du plancher pelvien

*Pour le traitement de
l'incontinence urinaire*

- T** En forme confortable et courbé
- T** Des résultats éprouvés
- T** Facile à manipulé
- T** Comprend les cônes de deux grandeurs
- T** Ficelle pour l'enlèvement facile
- T** Les poids de progressions de 5g à 55g, en 5g de différentielle
- T** Caisson compact
- T** Guide d'instructions

*Le contrôle vésiculaire des
femmes*



- AF-55 Jeu de Aquaflex pour le plancher pelvien**
- Cône vaginal, grandeur 1
 - Cône vaginal, grandeur 2
 - Poids
 - Instructions
 - Caisson en plastique



AQUAFLEX® est un système de cônes et poids, pour l'exercice du plancher pelvien. Ceci était développé par les médecins et les physiothérapeutes, pour les aider à identifier et exercer les muscles du plancher pelvien.

Ces muscles, retrouvé entre l'os pubien et le coccyx, supportent la vésicule et l'utérus. Ces muscles sont responsables pour maintenir la continence urinaire.

En maintenant les cônes balancés dans le vagin, la force, l'endurance et la réponse des muscles pelviens sont augmenté. Il est essentiel pour maintenir le contrôle de la vésicule. Aquaflex est facile à appliquer. Un guide d'instruction est compris. La patiente choisit la grandeur du cône et la puissance des poids pour progresser leur rétablissement vers une vraie continence.

Le système de Aquaflex, avec ses deux cônes et les douze poids, sont convenables pour tous les tonus musculaires. Un plan d'exercice typique inclut deux sessions quotidiennes, jusqu'à 15 minutes par séance. Un vidéo (en anglais seulement) de 15 minutes est aussi disponible.

Distributé au Canada par :

BIOMATION

335 Perth Street
B.P. 156
Almonte, Ontario K0A 1A0

Juillet / 02

Tel : (613) 256-2821
Fax : (613) 256-5872
Sans Frais : 1-888-667-2324
E-Mail : info@biomation.com
Web : www.biomation.com/inco